

Scoliosecorset

Over het apparaat

- Het scoliosecorset brengt corrigerende krachten aan op de wervelkolom om de curveprogressie te vertragen.
- Het moet strikt worden gedragen.

Aantrekken

- Sta rechtop met alle bevestigingen open.
- Positioneer de thoracale pelotten op de aangegeven markeringen.
- Sluit boven- en onderbevestigingen afwisselend aan.
- Draag een naadloos tubonderhemd eronder.

Progressief draagschema

- Week 1–2: opbouwen van 4 naar 8 uur per dag.
- Week 3+: streeftijd bereiken zoals voorgeschreven.
- Respecteer de afnameduur (sport, hygiëne).
- Noteer draaguren in uw opvolgingsboekje.

Onderhoud en hygiëne

- Veeg stijve delen af met een licht vochtige doek.
- Was tubonderhemden elke dag.
- Controleer pelotten en banden bij elke OE3D-sessie.

Waarschuwingssignalen

- Aanhoudende pijn op een specifiek punt onder het korset.
- Huidwond of wrijving die na 20 minuten luchten aanhoudt.
- Gevoel van instabiliteit of verminderde steuneffectiviteit.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp beschikbaar

Neem bij twijfel contact op met uw orthotist vóór gebruik.