

Colete de Correção da Escoliose

Apresentação

- O colete de correção aplica forças correctoras na coluna para travar a progressão da curvatura durante o crescimento.
- Deve ser usado com um programa rigoroso.

Como colocar

- Fique de pé com todas as fixações abertas.
- Posicione as pelotes torácicas nas marcações indicadas.
- Aperte alternadamente as fixações de cima e de baixo.
- Use uma camisola tubular sem costuras por baixo.

Programa progressivo

- Semanas 1–2: aumente de 4 para 8 horas diárias.
- Semana 3+: atinja a duração alvo prescrita.
- Respeite os períodos de remoção (desporto, higiene).
- Registe as horas de uso no caderno de seguimento.

Manutenção e higiene

- Limpe os elementos rígidos com pano levemente húmido.
- Lave as camisolas tubulares todos os dias.
- Verifique pelotes e tiras em cada sessão OE3D.

Sinais de alerta

- Dor persistente num ponto preciso sob o colete.
- Ferida ou fricção cutânea que resiste a 20 min de arejamento.
- Sensação de instabilidade ou eficácia reduzida do suporte.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp disponível

Em caso de dúvida, contacte o seu ortopedista antes de usar.