

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Gevormde Zitschaal & Zitorthese

Over het apparaat

- De gevormde zitschaal is een maatwerkoplossing die bekken en romp in de rolstoel in positie houdt.
- Voorkomt vervormingen en verbetert comfort.

Installatie

- Installeer de schaal in de rolstoel aan de hand van de uitlijnmarkeringen.
- Begeleid het kind/de patiënt in de schaal terwijl u het bekken ondersteunt.
- Bevestig eerst de bekkengordel, dan de thoraxbanden.
- Controleer de voetsteun en kniepositie.

Gebruiksduur

- Gebruik bij al het actief zitten.
- Wissel af met ligposities volgens het fysiotherapieplan.
- Aanbevolen: 4–6 uur/dag gespreid per voorschrift.

Onderhoud

- Reinig met een licht vochtige doek en mild desinfectiemiddel.
- Inspecteer schuim bij elk gebruik — vervang indien samengedrukt of gebarsten.
- Controleer banden en bevestigingen wekelijks.

Waarschuwingssignalen

- Drukond of aanhoudende roodheid bij het sacrum, de zitbeenderen of heupen.
- Nieuw onevenwicht of kanteling van de romp in de zitting.
- Veranderingen in spierspanning, houding of gedrag van het kind.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp beschikbaar

Neem bij twijfel contact op met uw orthotist vóór gebruik.

Ortho Espace 3D — Rémire-Montjoly · Kourou · Saint-Laurent-du-Maroni — Tél. +594 5 94 28 28 08 — contact@orthoespace3d.fr