

Assento Moldado e Coquilha de Assento

Apresentação

- O assento moldado e a coquilha de assento são dispositivos personalizados que mantêm o posicionamento da bacia e do tronco.
- Previnem deformidades e melhoram o conforto na cadeira de rodas ou na verticalização.

Instalação

- Instale a coquilha na cadeira de rodas usando as marcações (frente/trás).
- Guie a criança/paciente para a coquilha apoiando a bacia.
- Prenda primeiro o cinto pélvico, depois as tiras torácicas.
- Verifique o apoio dos pés e o alinhamento dos joelhos.

Duração de uso

- Instale para todo o tempo de posição sentada activa.
- Alterne com posições deitadas conforme o programa.
- Recomendado: 4–6 horas/dia fraccionadas segundo prescrição.

Manutenção

- Limpe com pano ligeiramente húmido e desinfetante suave.
- Inspeccione as espumas em cada uso — substitua se comprimidas ou fissuradas.
- Verifique as tiras e fixações semanalmente.

Sinais de alerta

- Escara ou vermelhidão persistente no sacro, ísquios ou ancas.
- Novo desequilíbrio ou inclinação do tronco no assento.
- Alterações do tónus, postura ou comportamento da criança.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp disponível

Em caso de dúvida, contacte o seu ortopedista antes de usar.

Ortho Espace 3D — Rémire-Montjoly · Kourou · Saint-Laurent-du-Maroni — Tél. +594 5 94 28 28 08 — contact@orthoespace3d.fr