

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Gevormde Zitschaal & Zitorthese

OVER HET APPARAAT

- De gevormde zitschaal en zitorthese zijn op maat gemaakte hulpmiddelen die de positionering van bekken en romp ondersteunen.
- Ze voorkomen vervormingen en verbeteren het comfort in de rolstoel of bij verticalisatie.

INSTALLATIE

- Plaats de schaal in de rolstoel volgens de markeringen (voor/achter).
- Begeleid het kind/de patiënt in de schaal door het bekken te ondersteunen.
- Bevestig eerst de bekkengordel, daarna de borstriemen.
- Controleer voetsteun en kniestand.

GEBRUIKSDUUR

- Plaats de zitting voor alle actieve zittijd.
- Wissel af met liggende posities volgens het fysiotherapieprogramma.
- Aanbevolen: 4-6 uur/dag verdeeld volgens voorschrift.

ONDERHOUD

- Reinig met een licht vochtige doek en mild desinfectiemiddel.
- Inspecteer schuim bij elk gebruik — vervang indien samengedrukt of gebarsten.
- Controleer riemen en bevestigingen wekelijks.

VERVOER — WAARSCHUWING

- De gevormde zitschaal / zitorthese en hun riemen zijn **houdingsondersteunende hulpmiddelen**. Ze **vormen geen goedgekeurd bevestigingssysteem voor vervoer** in een voertuig.
- Bij elke verplaatsing (auto, bus, ziekenwagen) moet de patiënt worden vastgemaakt met de **goedgekeurde veiligheidsgordel van het voertuig**, en de rolstoel **vastgezet** volgens de regelgeving (ISO 10542-norm).
- De bekken- en borstriemen van het hulpmiddel **vervangen in geen geval de veiligheidsgordel** van het voertuig.
- Het beveiligen van de patiënt en het vastzetten van de rolstoel tijdens vervoer vallen onder de verantwoordelijkheid van de **bestuurder en de begeleider**.

WAARSCHUWINGSSIGNALLEN

- Drukplek of aanhoudende roodheid bij heiligbeen, zitbeen of heupen.
- Nieuwe onbalans of romprotatie in de zitting.
- Veranderingen in spanning, houding of gedrag van het kind.

Tel. +594 5 94 28 28 08 · contact@orthospace3d.fr · WhatsApp beschikbaar

Bij twijfel, neem contact op met uw orthopedisch instrumentmaker voor gebruik.