

GUIA DE UTILIZAÇÃO

Assento Moldado e Coquilha de Assento

APRESENTAÇÃO

- O assento moldado e a coquilha de assento são dispositivos sob medida que mantêm o posicionamento da pelve e do tronco.
- Previnem deformidades e melhoram o conforto na cadeira de rodas ou durante a verticalização.

INSTALAÇÃO

- Instale a coquilha/assento na cadeira conforme os marcadores (frente/trás).
- Guie a criança/paciente na coquilha sustentando a pelve.
- Prenda primeiro o cinto pélvico, depois as correias torácicas.
- Verifique o apoio dos pés e o alinhamento dos joelhos.

DURAÇÃO DE USO

- Instale o assento para todo o tempo de sedestação ativa.
- Alterne com posições deitadas conforme o programa de fisioterapia.
- Duração recomendada: 4 a 6 horas/dia fracionado conforme prescrição.

MANUTENÇÃO

- Limpe com um pano ligeiramente úmido e desinfetante suave.
- Inspeção as espumas a cada uso — substitua se comprimidas ou rachadas.
- Verifique correias e fixações semanalmente.

TRANSPORTE — AVISO

- O assento moldado / coquilha de assento e suas correias são dispositivos de **apoio postural** . **Não constituem um sistema de retenção homologado para transporte** em veículo.
- Durante qualquer deslocamento (carro, ônibus, veículo sanitário), o paciente deve ser protegido pelo **cinto de segurança homologado do veículo** , e a cadeira **fixada** conforme a regulamentação (norma ISO 10542).
- As correias pélvicas e torácicas do dispositivo **não substituem em nenhum caso o cinto de segurança** do veículo.
- A proteção do paciente e a fixação da cadeira durante o transporte são responsabilidade do **condutor e do acompanhante** .

SINAIS DE ALERTA

- Escara ou vermelhidão persistente no sacro, ísquios ou quadris.
- Desequilíbrio ou nova inclinação do tronco no assento.
- Alterações no tônus, postura ou comportamento da criança.

Tel. +594 5 94 28 28 08 · contact@orthospace3d.fr · WhatsApp disponível

Em caso de dúvida, contate seu ortoprotesista antes de qualquer utilização.