

Hand- en Armorthese

Over het apparaat

- De hand/armorthese immobiliseert, ondersteunt of corrigeert de positie van pols, hand of elleboog.
- Gebruikt na operatie, verstuiking, breuk of bij neurologische aandoeningen.

Aantrekken

- Plaats de hand in de orthese langs de kleurmarkeringen.
- Voor een thermoplastische orthese: schuif het ledemaat er voorzichtig in.
- Sluit klittenband van pols naar elleboog zonder in te drukken.
- Controleer of vingers vrij zijn als de voorschrift dit toelaat.

Draagschema

- Draag zoals voorgeschreven — meestal continu in de eerste dagen.
- Verwijder alleen voor hygiënezorg en fysiotherapie.
- Slaap in de orthese alleen als de behandelaar dit uitdrukkelijk aangeeft.

Onderhoud

- Reinig met een vochtige doek en milde zeep.
- Luchtdrogen — nooit in direct zonlicht of bij warmte.
- Controleer klittenband wekelijks en neem contact op als beschadigd.

Waarschuwingssignalen

- Tintelen, prikken of gevoelloosheid in vingers.
- Kleurverandering (blauw, wit) van vingers onder de orthese.
- Nieuwe of verergerde pijn na dragen.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp beschikbaar

Neem bij twijfel contact op met uw orthotist vóór gebruik.

Ortho Espace 3D — Rémire-Montjoly · Kourou · Saint-Laurent-du-Maroni — Tél. +594 5 94 28 28 08 — contact@orthoespace3d.fr