

Staschaal & Nachtschaal

Over het apparaat

- De staschaal ondersteunt de romp of ledematen in de juiste positie tijdens het rechtstaan.
- De nachtschaal voorkomt vervormingen tijdens de slaap door goede positionering.

Aanleggen

- Positioneer de patiënt zoals aangegeven door de behandelaar.
- Schuif de schaal onder het steungebied langs de uitlijnmarkeringen.
- Sluit de banden in de aangegeven volgorde — begin altijd in het midden.
- Controleer op huidplooien.

Draagschema

- Nachtgebruik: volg de voorgeschreven duur strikt op.
- Gebruik bij rechtstaan: altijd onder begeleiding.
- Pas nooit de instellingen aan zonder advies van uw behandelaar.

Onderhoud

- Veeg af met een vochtige doek en mild desinfectiemiddel.
- Luchtdrogen — nooit in direct zonlicht of nabij een radiator.
- Controleer schuim en banden vóór elk gebruik.

Waarschuwingssignalen

- Roodheid, merktekens of wonden op contactpunten.
- Veranderingen in spierspanning of ongewoon gedrag.
- Beschadigde banden of gespen — niet gebruiken.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthospace3d.fr · WhatsApp beschikbaar

Neem bij twijfel contact op met uw orthotist vóór gebruik.

Ortho Espace 3D — Rémire-Montjoly · Kourou · Saint-Laurent-du-Maroni — Tél. +594 5 94 28 28 08 — contact@orthospace3d.fr