

Colete Lombostat / TLSO

Apresentação

- O colete TLSO imobiliza e suporta a coluna lombar ou torácica após fractura, cirurgia ou para tratamento de dor crónica severa.

Como colocar

- Coloque o colete de pé ou deitado conforme prescrito.
- Centre-o na coluna vertebral.
- Feche as fixações de baixo para cima, distribuindo a pressão uniformemente.
- Use uma camisola interior fina e sem costuras.

Duração de uso

- Use durante o tempo indicado pelo cirurgião ou profissional.
- Não retire o colete para caminhar sem autorização médica.
- Deite-se para o remover se esteve muito tempo de pé.

Manutenção

- Limpe as partes rígidas com pano húmido.
- Lave espumas e tiras conforme instruções do fabricante.
- Nunca mergulhe as partes rígidas em água.

Sinais de alerta

- Aumento da dor ou nova irradiação para os membros.
- Ferida ou irritação cutânea sob o colete.
- Dificuldades respiratórias ou sensação de opressão.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp disponível

Em caso de dúvida, contacte o seu ortopedista antes de usar.

Ortho Espace 3D — Rémire-Montjoly · Kourou · Saint-Laurent-du-Maroni — Tél. +594 5 94 28 28 08 — contact@orthoespace3d.fr