

Coquilha de Verticalizador e Coquilha Noturna

Apresentação

- A coquilha de verticalizador suporta o tronco ou os membros em posição correcta durante a posição de pé.
- A coquilha noturna previne deformidades durante o sono através de um posicionamento adequado.

Colocação

- Posicione o paciente conforme instruções do profissional.
- Deslize a coquilha sob a área de suporte seguindo as marcações.
- Feche as tiras na ordem indicada — comece sempre pelo centro.
- Verifique a ausência de dobras na pele.

Programa de uso

- Uso noturno: respeite rigorosamente a duração prescrita.
- Uso na verticalização: sempre sob supervisão.
- Nunca ajuste as regulações sem conselho do profissional.

Manutenção

- Limpe com pano húmido e desinfetante suave.
- Seque ao ar livre — nunca ao sol nem perto de aquecedor.
- Verifique o estado das espumas e tiras em cada utilização.

Sinais de alerta

- Vermelhidão, marca ou ferida no ponto de contacto.
- Alterações do tónus ou comportamento invulgar.
- Tiras ou fivelas danificadas — não usar.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp disponível

Em caso de dúvida, contacte o seu ortopedista antes de usar.

Ortho Espace 3D — Rémire-Montjoly · Kourou · Saint-Laurent-du-Maroni — Tél. +594 5 94 28 28 08 — contact@orthoespace3d.fr