

Ortótise de Mão e Braço

Apresentação

- A ortótise de mão/braço imobiliza, suporta ou corrige a posição do pulso, mão ou cotovelo.
- Utilizada após cirurgia, entorse, fractura ou para condições neurológicas.

Como colocar

- Coloque a mão na ortótise seguindo as marcações coloridas.
- Para ortótise termoplástica: deslize suavemente o membro.
- Feche o velcro do pulso em direcção ao cotovelo sem comprimir.
- Verifique se os dedos permanecem livres conforme a prescrição.

Programa de uso

- Use conforme prescrito — geralmente continuamente nos primeiros dias.
- Retire apenas para cuidados de higiene e exercícios de fisioterapia.
- Durma com a ortótise apenas se o profissional indicar explicitamente.

Manutenção

- Limpe com pano húmido e sabão suave.
- Seque ao ar livre — nunca ao sol nem perto de calor.
- Verifique o velcro semanalmente e contacte-nos se danificado.

Sinais de alerta

- Formigueiros ou dormência nos dedos.
- Mudança de cor (azul, branco) dos dedos sob a ortótise.
- Dor nova ou agravada após o uso.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp disponível

Em caso de dúvida, contacte o seu ortopedista antes de usar.

Ortho Espace 3D — Rémire-Montjoly · Kourou · Saint-Laurent-du-Maroni — Tél. +594 5 94 28 28 08 — contact@orthoespace3d.fr