

GUÍA DE USO

Coquilla de Bipedestador & Coquilla Nocturna

Presentación

- La coquilla de bipedestador mantiene el tronco o los miembros en posición correcta al estar de pie.
- La coquilla nocturna previene deformidades durante el sueño mediante un posicionamiento adecuado.

Colocación

- Posicione al paciente según las instrucciones del profesional.
- Deslice la coquilla bajo la zona de apoyo siguiendo las marcas.
- Cierre las tiras en el orden indicado — comience siempre por el centro.
- Verifique que no haya pliegues en la piel.

Programa de uso

- Uso nocturno: respete estrictamente la duración prescrita.
- Uso en bipedestación: siempre bajo supervisión.
- No modifique nunca los ajustes sin consejo del profesional.

Mantenimiento

- Limpie con paño ligeramente húmedo y desinfectante suave.
- Seque al aire — nunca al sol ni cerca de un radiador.
- Revise el estado de las espumas y tiras en cada uso.

Señales de alerta

- Enrojecimiento, marca o llaga en el punto de contacto.
- Cambios en el tono muscular o comportamiento inusual.
- Tiras o hebillas dañadas — no usar.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp disponible

En caso de duda, consulte a su ortoprotesista antes de usar.

Ortho Espace 3D — Rémire-Montjoly · Kourou · Saint-Laurent-du-Maroni — Tél. +594 5 94 28 28 08 — contact@orthoespace3d.fr