

GUÍA DE USO

Corsé de Corrección de la Escoliosis

Presentación

- El corsé de corrección aplica fuerzas correctoras sobre la columna para frenar la progresión de la curva durante el crecimiento.
- Debe llevarse según un programa riguroso.

Cómo ponérselo

- De pie, abra todas las sujeciones.
- Posicione las peletas torácicas en las marcas indicadas.
- Cierre las sujeciones alternando arriba y abajo para repartir la presión.
- Use una camiseta tubo sin costuras bajo el corsé.

Programa progresivo

- Semanas 1–2: aumente de 4 a 8 horas diarias.
- Semana 3+: alcance la duración objetivo prescrita.
- Respete los períodos de retirada (deporte, higiene).
- Registre las horas de uso en el cuaderno de seguimiento.

Mantenimiento e higiene

- Limpie los elementos rígidos con un paño ligeramente húmedo.
- Lave las camisetas tubo cada día.
- Verifique peletas y tiras en cada sesión OE3D.

Señales de alerta

- Dolor persistente en un punto preciso bajo el corsé.
- Llagas o rozaduras cutáneas que resisten 20 minutos de aireación.
- Sensación de inestabilidad o de eficacia reducida del soporte.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp disponible

En caso de duda, consulte a su ortoprotesista antes de usar.