

GIDE UTILIZASYON

Bot Mach ak Goutiy Postur

Présantasyon

- Bot la ka ankiloze pyé-ou ak cheviy-ou pou èdé yo gèri oben pou soulajé doule.
- Goutiy la ka kenbe pyé-ou nan yon angle présis, surtou lannuit.

Kouman pou mété'y

- Chita avan ou mété bot-la.
- Mété pyé-ou anba la, zortey vé doubout.
- Sèrè kwèt yo anba vé anlè — pa tro rèd, pa tro lach.
- Vèrifiyé talon-ou ka asilé an fonw.

Pwogram pòt

- Jou 1–3 : pòté 2–3 tèps an zòn, avèk poz.
- Jou 4–7 : ogmantéy progressivman selon tolérens-ou.
- Suiv endikasyon spécyalis-ou.

Antrétyèn

- Siyé anndan avèk twal imilid èpi savon dou — sèch an lè.
- Pa lavé an machin ni sèch ak sèch chivé.
- Vèrifiyé kwèt yo régulièman.

Sin ki alèté

- Gwo doule oben ankilozman nan pyé.
- Roujè oben plè pérsistan anba bot-la.
- Gonflasyon anormal apré pòt.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp disponib

Si ou pa sèten, kontakte ortopedis ou anvan ou itilize.

Ortho Espace 3D — Rémire-Montjoly · Kourou · Saint-Laurent-du-Maroni — Tél. +594 5 94 28 28 08 — contact@orthoespace3d.fr