

Asiento Moldeado y Coquilla de Asiento

Presentación

- El asiento moldeado y la coquilla de asiento son dispositivos a medida que mantienen el posicionamiento de la pelvis y el tronco.
- Previenen deformidades y mejoran el confort en la silla de ruedas.

Instalación

- Instale la coquilla en la silla de ruedas usando las marcas (delante/detrás).
- Guíe al niño/paciente a la coquilla apoyando la pelvis.
- Fije primero el cinturón pélvico, luego las correas torácicas.
- Verifique el apoyo de los pies y la alineación de las rodillas.

Tiempo de uso

- Instálelo para todo el tiempo de sedestación activa.
- Alterne con posiciones tumbadas según el programa.
- Recomendado: 4–6 horas/día fraccionadas según prescripción.

Mantenimiento

- Limpie con paño ligeramente húmedo y desinfectante suave.
- Inspeccione las espumas en cada uso — reemplácelas si están comprimidas o agrietadas.
- Verifique las tiras y fijaciones semanalmente.

Señales de alerta

- Úlcera o enrojecimiento persistente en sacro, isquion o caderas.
- Nuevo desequilibrio o inclinación del tronco en el asiento.
- Cambios en el tono muscular, postura o comportamiento del niño.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp disponible

En caso de duda, consulte a su ortoprotésista antes de usar.

Ortho Espace 3D — Rémire-Montjoly · Kourou · Saint-Laurent-du-Maroni — Tél. +594 5 94 28 28 08 — contact@orthoespace3d.fr