

GIDE UTILIZASYON

Syèj Moulé ak Kokiy Asiz

Présantasyon

- Syèj moulé ak kokiy asiz-la sé aparèy spécyalman pou moun pou kenbe pozisyon basen ak kò-a.
- Ka pévant déformasyon ak améyore konfo nan fotèy woulant.

Enstalasyon

- Enstalé kokiy/syèj-la nan fotèy selon repé yo (douvan/déyè).
- Gidé timoun/pasyan-an nan kokiy-la an soutenni basen-an.
- Atach sintyur pelvien-an an pré, epi sintyur torasik yo.
- Vérifiyé sipò pyé ak alyiman jenou.

Diré itilizasyon

- Enstalé syèj-la pou tout tan seyans chita akti.
- Altèrné avèk pozisyon kouché selon pwogram kiné-a.
- Rekomandasyon : 4–6 tèps/jou fraksyoné selon préskrisyon.

Antrétyèn

- Netwayé avèk lenz tjan imilid ak désinféktan dou.
- Enspèkté mouss chak itilizasyon — ranplasé si konprimé oben fisyré.
- Vérifiyé kwèt ak fiksasyon chak sèmèn.

Sin ki alèté

- Éskar oben roujè pérsistan an sakrèm, iskyon oben rèn yo.
- Dézékilib oben enklinaison nouvel kò-a nan syèj-la.
- Chanjman tonus, postur oben konpòtman timoun-nan.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp disponib

Si ou pa sèten, kontakte ortopedis ou anvan ou itilize.

Ortho Espace 3D — Rémire-Montjoly · Kourou · Saint-Laurent-du-Maroni — Tél. +594 5 94 28 28 08 — contact@orthoespace3d.fr