

GUÍA DE USO

Asiento Moldeado y Coquilla de Asiento

PRESENTACIÓN

- El asiento moldeado y la coquilla de asiento son dispositivos a medida que mantienen la posición de la pelvis y el tronco.
- Previenen deformaciones y mejoran el confort en la silla de ruedas o durante la verticalización.

INSTALACIÓN

- Instale la coquilla/asiento en la silla según las marcas (delante/detrás).
- Guíe al niño/paciente en la coquilla sosteniendo la pelvis.
- Sujete primero el correaje pélvico, después las correas torácicas.
- Verifique el apoyo de los pies y la alineación de las rodillas.

DURACIÓN DE USO

- Instale el asiento durante todo el tiempo de sedestación activa.
- Alterne con posiciones acostadas según el programa de fisioterapia.
- Duración recomendada: 4 a 6 horas/día fraccionado según prescripción.

MANTENIMIENTO

- Limpie con un paño ligeramente húmedo y desinfectante suave.
- Inspeccione las espumas en cada uso — reemplace si están comprimidas o agrietadas.
- Verifique correas y fijaciones semanalmente.

TRANSPORTE — ADVERTENCIA

- El asiento moldeado / coquilla de asiento y sus correas son dispositivos de **apoyo postural** . **No constituyen un sistema de retención homologado para el transporte** en vehículo.
- Durante cualquier desplazamiento (coche, bus, vehículo sanitario), el paciente debe estar asegurado con el **cinturón de seguridad homologado del vehículo** , y la silla **fijada** conforme a la reglamentación (norma ISO 10542).
- Las correas pélvicas y torácicas del dispositivo **no reemplazan en ningún caso el cinturón de seguridad** del vehículo.
- La sujeción del paciente y la fijación de la silla durante el transporte son responsabilidad del **conductor y del acompañante** .

SEÑALES DE ALERTA

- Escara o enrojecimiento persistente en sacro, isquiones o caderas.
- Desequilibrio o nueva inclinación del tronco en el asiento.
- Cambios en el tono, postura o comportamiento del niño.

Tel. +594 5 94 28 28 08 · contact@orthospace3d.fr · WhatsApp disponible

En caso de duda, contacte a su ortoprotesista antes de cualquier uso.