

GIDE UTILIZASYON

Syèj Moulé ak Kokiy Asiz

PRÉSANTASYON

- Syèj moulé é kokiy asiz, sé zouti swr-mèziw ki ka tjenbé pozisyon basen é tron.
- Yo ka évité défòmasyon é amélyoré konfò an chèz roulan ouswa lè vèrtikalizasyon.

ENSTALASYON

- Enstalé kokiy/syèj la an chèz la swivan rèpèr-yo (douvan/déyè).
- Akonpaye timoun ouswa pasyan-an an kokiy la pou soutni basen.
- Tjenbé sanglaj pelvyen anpremye, apré sang torasik.
- Vérifye apui pyé é alinyman jenou.

DIRE UTILIZASYON

- Enstalé syèj la pou tout tan asiz aktif.
- Altèrné ak pozisyon kouché swivan pwogram kinézitérapè.
- Dire rékòmandé : 4 a 6 lè pa jou frakyone swivan préskripsyon.

ANTRETYEN

- Néttwayé ak yon chiffon yon ti jan mouyé é dézenfèktan dousman.
- Enspèkté mous-yo a chak itilizasyon — chanjé si yo tasé ouswa fésri.
- Vérifye sang é fiksasyon chak senmenn.

TRANSPÒ — AVÈRTISMAN

- Syèj moulé / kokiy asiz é sang-yo sé zouti **mentyen postiral** . Yo **pa konstitye yon sistèm rétansyon omologé pou transpò** an véyikil.
- Pandan tout déplasman (machin, bis, véyikil sanité), pasyan-an dwe sékirizé pa **sentir sékirité omologé véyikil la** , é chèz la **rimé** swivan régleman (nòm ISO 10542).
- Sang pelvyen é torasik zouti-a **pa ranplasé an okenn ka sentir sékirité** véyikil la.
- Sékirizasyon pasyan é rimaj chèz pandan transpò sé rèsponsabilité **chofè é akonpanyatè** .

SIY ALÈRT

- Eskar ouswa wouj pèrsistan an sakron, isyon ouswa anch.
- Dézékilib ouswa nouvo enklinalasyon tron an syèj la.
- Modifikasyon tonus, postir ouswa konpòtman timoun.

Tél. +594 5 94 28 28 08 · contact@orthospace3d.fr · WhatsApp disponib

An ka dout, kontak òrtoprotézis-aw avan tout itilizasyon.