

GUÍA DE USO

Ortesis de Mano y Brazo

Presentación

- La ortesis de mano/brazo inmoviliza, sostiene o corrige la posición de la muñeca, mano o codo.
- Utilizada tras cirugía, esguince, fractura o para condiciones neurológicas.

Cómo ponérsela

- Coloque la mano en la ortesis siguiendo las marcas de color.
- Para ortesis termoplástica: deslice suavemente el miembro.
- Cierre el velcro de la muñeca hacia el codo sin comprimir.
- Verifique si los dedos quedan libres según la prescripción.

Programa de uso

- Llévela según lo prescrito — generalmente de forma continua los primeros días.
- Retírela solo para el aseo y ejercicios de fisioterapia.
- Duerma con la ortesis solo si el profesional lo ha indicado explícitamente.

Mantenimiento

- Limpie con paño húmedo y jabón suave.
- Seque al aire — nunca al sol ni cerca de una fuente de calor.
- Revise el velcro semanalmente y contáctenos si está dañado.

Señales de alerta

- Hormigueo o entumecimiento en los dedos.
- Cambio de color (azul, blanco) de los dedos bajo la ortesis.
- Dolor nuevo o agravado después del uso.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp disponible

En caso de duda, consulte a su ortoprotesista antes de usar.

Ortho Espace 3D — Rémire-Montjoly · Kourou · Saint-Laurent-du-Maroni — Tél. +594 5 94 28 28 08 — contact@orthoespace3d.fr