

GIDE UTILIZASYON

Korse Koreksyon Skolyoz

Présantasyon

- Korse-a ka apliké fòs korektris sou kolon vètèbral pou ralanti évòlisyon koubi-a pandan kwasans.
- Fok pòté-y selon yon pwogram sèriyé.

Kouman pou mété'y

- Doubout, rélé tout atach yo.
- Pozisyoné pelòt torasik sou repé yo an pré.
- Fèmen atach yo an altèrnans anlè ak anba.
- Pòté yon tichèt tib san koutir anba.

Pwogram pòt progressif

- Sèmèn 1–2 : 4 è epi 8 è pòt progressif.
- Sèmèn 3+ : diré sib préskri pa spécyalis-ou.
- Respèktéy plag rété (spò, ijyèn) selon pwogram-an.
- Notéy lè pòt an kajé suivi-ou.

Antrétyèn ak ijyèn

- Essuyé pati rid yo avèk lenz tijan imilid.
- Lavé tichèt tib chak jou.
- Vèrififyé pelòt ak kwèt lè ou vini nan OE3D.

Sin ki alèté

- Doule pérsistant an pwen présis anba korse-a.
- Plè oben frèt an po ki rézistand 20 minit aéstasyon.
- Sansasyon instabilité oben mank efikasite sipò-a.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp disponib

Si ou pa sèten, kontakte ortopedis ou anvan ou itilize.

Ortho Espace 3D — Rémire-Montjoly · Kourou · Saint-Laurent-du-Maroni — Tél. +594 5 94 28 28 08 — contact@orthoespace3d.fr