

GIDE UTILIZASYON

Ortèz Lanmen ak Bra

Présantasyon

- Ortèz lanmen/bra-a ka ankiloze, soutenni oben koriji pozisyon poignèy, lanmen oben koud.
- Itilizé apré opérasyon, antors, frakti oben pou kondisyon nêwolojik.

Kouman pou mété'y

- Mété lanmen-ou nan ortèz-la en suivan repé koulè yo.
- Pou yon ortèz tèmoformée : glisé manm-nan dousman.
- Fèmen velkro-a poignèy vé koud san konprimé.
- Vèrifiyé douvan yo ka libe si préskrisyon pèmèt.

Pwogram pòt

- Pòté ortèz-la pandan tan préskri — jénéralman kontinielman premié jou yo.
- Rété-y sèlman pou ijyèn ak kinesitérapie.
- Dòmi avèk ortèz-la sèlman si praticyen-an indikéy eksplisman.

Antrétyèn

- Netwayé avèk lenz imilid ak savon dou.
- Sèch alèr — janmen ba soley ni bò chofaj.
- Vèrifiyé velkro-a chak sèmèn.

Sin ki alèté

- Pikotman oben ankilozman nan douvan yo.
- Chanjman koulè (blé, blan) douvan anba ortèz-la.
- Nouvel doule oben doule ki ogmanté apré pòt.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp disponib

Si ou pa sèten, kontakte ortopedis ou anvan ou itilize.

Ortho Espace 3D — Rémire-Montjoly · Kourou · Saint-Laurent-du-Maroni — Tél. +594 5 94 28 28 08 — contact@orthoespace3d.fr