

Loopschoen & Gootspalk

Over het apparaat

- De loopschoen immobiliseert de voet en enkel om herstel te bevorderen of pijn te verlichten.
- De gootspalk houdt de voet op een nauwkeurige hoek, vooral 's nachts.

Aantrekken

- Ga zitten voordat u de schoen aantrekt.
- Plaats uw voet in de schoen, tenen naar voren.
- Sluit de banden van onder naar boven — niet te strak, niet te los.
- Controleer of de hiel goed vastzit achterin.

Draagschema

- Dagen 1–3: draag 2–3 uur per periode met pauzes.
- Dagen 4–7: verhoog geleidelijk op basis van uw tolerantie.
- Volg de door uw behandelaar voorgeschreven duur.

Onderhoud

- Veeg de binnenkant af met een vochtige doek en milde zeep — laat luchtdrogen.
- Niet in de wasmachine wassen en niet met een haardroger drogen.
- Controleer riemen en gespen regelmatig.

Waarschuwingssignalen

- Intense pijn of gevoelloosheid in de voet.
- Aanhoudende roodheid of wond onder de schoen.
- Ongewone zwelling na het dragen.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp beschikbaar

Neem bij twijfel contact op met uw orthotist vóór gebruik.

Ortho Espace 3D — Rémire-Montjoly · Kourou · Saint-Laurent-du-Maroni — Tél. +594 5 94 28 28 08 — contact@orthoespace3d.fr