

GUIA DE UTILIZAÇÃO

Bota de Marcha e Calha de Postura

Apresentação

- A bota de marcha imobiliza o pé e o tornozelo para favorecer a cicatrização ou aliviar a dor.
- A calha de postura mantém o pé num ângulo preciso, especialmente à noite.

Como calçar

- Sente-se antes de calçar a bota.
- Coloque o pé dentro da bota com os dedos para a frente.
- Aperte as tiras de baixo para cima — nem muito apertadas, nem muito soltas.
- Verifique que o calcanhar está bem encostado ao fundo.

Programa de uso

- Dias 1–3: use 2–3 horas por período com pausas.
- Dias 4–7: aumente progressivamente conforme tolerância.
- Respeite a duração prescrita pelo seu profissional.

Manutenção

- Limpe o interior com um pano húmido e sabão suave — seque ao ar.
- Não lave em máquina nem use secador de cabelo.
- Verifique as tiras e fivelas regularmente.

Sinais de alerta

- Dor intensa ou dormência no pé.
- Vermelhidão ou ferida persistente sob a bota.
- Inchaço incomum após o uso.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp disponível

Em caso de dúvida, contacte o seu ortopedista antes de usar.

Ortho Espace 3D — Rémire-Montjoly · Kourou · Saint-Laurent-du-Maroni — Tél. +594 5 94 28 28 08 — contact@orthoespace3d.fr