

## 站立壳与夜间壳

### 设备介绍

站立壳在站立时支撑躯干或四肢处于正确位置。  
夜间壳通过正确定位防止睡眠时出现变形。

### 佩戴方法

按照医生的指示摆放患者体位。  
按对齐标记将壳置于支撑区域下方。  
按指定顺序关闭固定带 始终从中心开始。  
确保皮肤无褶皱。

### 使用计划

夜间使用：严格遵守规定时长。  
站立使用：始终在监督下进行。  
未经医生同意，切勿调整设置。

### 护理

用稍湿的布和温和消毒剂擦拭。  
自然晾干 切勿在阳光直射下或靠近暖气处晾干。  
每次使用前检查泡沫垫和固定带状况。

### 警示信号

接触点处出现红肿、印记或伤口。  
肌肉张力或行为出现异常变化。  
固定带或扣件损坏 请勿使用。

可用