

腰部支具

设备介绍

腰部支具（ ）固定并支撑腰椎或胸椎。
用于骨折、手术后或严重慢性疼痛的治疗。

如何穿戴

按医嘱站立或躺着穿戴支具。
将其居中对准脊柱。
从下至上关闭扣件，均匀分配压力。
在支具下穿一件轻薄无缝内衣。

穿戴时长

按外科医生或医生规定的时间穿戴。
未经明确医疗授权，请勿取下支具行走。
若站立时间较长，请躺下后再取下。

护理

用湿布清洁硬质部件。
按制造商说明清洗泡沫和纺织绑带。
切勿将硬质部件浸入水中。

警示信号

疼痛加剧或出现新的肢体放射痛。
支具下出现皮肤破损或刺激。
出现呼吸困难或压迫感。

可用