

模塑座椅与坐姿壳

设备介绍

模塑座椅和坐姿壳是定制设备，用于保持骨盆和躯干在轮椅或站立时的正确位置。
有助于预防变形并提高舒适度。

安装

按对齐标记（前 后）将坐壳安装到轮椅上。
支撑骨盆，引导儿童 患者进入坐壳。
先固定骨盆带，再固定胸部绑带。
检查脚部支撑和膝关节对齐情况。

使用时长

在所有主动坐姿时间内使用。
按物理治疗计划交替进行卧位休息。
建议：按医嘱每天分次使用 小时。

护理

用稍湿的布和温和消毒剂清洁。
每次使用时检查泡沫状况 如有压缩或开裂请更换。
每周检查固定带和连接件。

警示信号

骶骨、坐骨或髌部出现压疮或持续红肿。
坐姿中躯干出现新的不平衡或倾斜。
儿童肌肉张力、姿势或行为出现变化。

可用

