

GUÍA DE USO

Bota de Marcha y Canaleta de Postura

Presentación

- La bota de marcha inmoviliza el pie y el tobillo para favorecer la cicatrización o aliviar el dolor.
- La canaleta de postura mantiene el pie en un ángulo preciso, especialmente de noche.

Cómo ponérsela

- Siéntese antes de ponerse la bota.
- Coloque el pie dentro con los dedos hacia adelante.
- Cierre las tiras de abajo hacia arriba — ni muy apretadas ni muy sueltas.
- Verifique que el talón esté bien encajado en el fondo.

Programa de uso

- Días 1–3: use 2–3 horas por período con pausas.
- Días 4–7: aumente progresivamente según tolerancia.
- Respete la duración prescrita por su profesional.

Mantenimiento

- Limpie el interior con un paño húmedo y jabón suave — seque al aire.
- No lave en lavadora ni use secador de pelo.
- Verifique las tiras y hebillas regularmente.

Señales de alerta

- Dolor intenso o entumecimiento en el pie.
- Enrojecimiento o llaga persistente bajo la bota.
- Hinchazón inusual después del uso.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp disponible

En caso de duda, consulte a su ortoprotesista antes de usar.

Ortho Espace 3D — Rémire-Montjoly · Kourou · Saint-Laurent-du-Maroni — Tél. +594 5 94 28 28 08 — contact@orthoespace3d.fr