

Lumbaal Korset / TLSO

Over het apparaat

- Het TLSO korset immobiliseert en ondersteunt de lumbale of thoracale wervelkolom.
- Voorgeschreven na een breuk, operatie of bij ernstige chronische pijn.

Aantrekken

- Doe het korset aan staand of liggend zoals voorgeschreven.
- Centreer het op de wervelkolom.
- Sluit de bevestigingen van onder naar boven met gelijkmatige druk.
- Draag een dun onderhemd zonder naden onder het korset.

Draagduur

- Draag het zolang als voorgeschreven door uw chirurg of behandelaar.
- Verwijder het korset niet om te lopen tenzij uitdrukkelijk toegestaan.
- Ga liggen om het te verwijderen als u lang hebt gestaan.

Onderhoud

- Reinig stijve delen met een vochtige doek.
- Was textielschuim en banden per instructies van de fabrikant.
- Dompel stijve delen nooit in water.

Waarschuwingssignalen

- Toegenomen pijn of nieuwe uitstraling naar ledematen.
- Huidwond of irritatie onder het korset.
- Ademhalingsmoeilijkheden of gevoel van benauwdheid.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp beschikbaar

Neem bij twijfel contact op met uw orthotist vóór gebruik.

Ortho Espace 3D — Rémire-Montjoly · Kourou · Saint-Laurent-du-Maroni — Tél. +594 5 94 28 28 08 — contact@orthoespace3d.fr