

手部及手臂矫形器

设备介绍

手部 手臂矫形器用于固定、支撑或矫正手腕、手部或肘部的位置。
用于手术、扭伤、骨折后或神经系统疾病的治疗。

如何穿戴

按颜色标记将手放入矫形器中。
热塑性矫形器：轻柔地将肢体滑入开口处。
从手腕向肘部关闭魔术贴，不要过度压迫。
按医嘱确认手指是否保持自由活动。

穿戴计划

按医嘱穿戴 通常在最初几天持续穿戴。
仅在护理卫生和物理治疗练习时取下。
只有医生明确指示时方可戴着矫形器入睡。

护理

用湿布和温和肥皂清洁。
自然晾干 切勿在阳光下或靠近热源处晾干。
每周检查魔术贴状况，如有损坏请联系我们。

警示信号

手指出现刺痛、针刺感或麻木。
矫形器下手指颜色改变（发蓝、发白）。
穿戴后出现新的或加重的疼痛。

可用

