



脊柱侧弯矫正支具

设备介绍

脊柱侧弯支具向脊柱施加矫正力，以减缓生长期间弯曲的进展。
必须按照严格的计划穿戴。

如何穿戴

打开所有扣件，站立穿戴。
将胸部垫片定位于指定标记处。
上下交替扣紧扣件以均匀分配压力。
在支具下穿一件无缝筒状内衣。

渐进穿戴计划

第 周：每日从 小时增至 小时。
第 周起：达到医生规定的目标时长。
按计划遵守免戴时间（运动、卫生）。
在随访记录本中记录穿戴时间。

护理与卫生

用稍湿的布擦拭硬质部件。
每天清洗筒状内衣。
每次 复诊时检查垫片和绑带状况。

警示信号

支具下某一具体部位持续疼痛。
皮肤破损或摩擦，透气 分钟后仍未改善。
感觉不稳或支撑效果下降。

可用

