



步行靴与支具

设备介绍

步行靴通过固定足部和踝关节，有助于促进愈合或缓解疼痛。

支具将足部保持在精确角度，尤其是在休息或夜间时。

如何穿戴

坐下后再穿戴靴子。

将脚放入靴内，脚趾朝前。

从下至上扣紧固定带 不要过紧或过松。

检查脚跟是否紧贴后跟处。

穿戴计划

第 天：每次穿戴 小时，中间休息。

第 天：根据耐受情况逐渐增加时长。

始终遵守医生规定的穿戴时间。

护理与维护

用湿布和温和洗涤剂擦拭内部，自然晾干。

请勿机洗，也勿用吹风机烘干。

定期检查绑带和扣件。

警示信号

足部剧痛或麻木。

靴子下方持续红肿或出现伤口。

穿戴后出现异常肿胀。

可用

